

## HumEvap MC2

Article No	Description
DISFINXL5	Boite de 5 pastilles de Disfin
155014-44	Filtre à particules
PureFloAg	Filtre antimicrobien
50046	Vanne à flotteur
04476	Vanne de vidange motorisée
04492	Vanne d'admission
01098	Electrovanne de régulation par étages
01974	Pompe de recirculation 6K
01976	Pompe de recirculation 8K
01978	Pompe de recirculation 12K
04445	Contacteur à flotteur de niveau d'eau
04513	Commande du MC 2
04466	Réducteur de débit 14 l/mn
04465	Réducteur de débit 8 l/mn
04541	Réducteur de débit 1 l/mn
04542	Réducteur de débit 2 l/mn
04543	Réducteur de débit 3 l/mn
04544	Réducteur de débit 4 l/mn
04545	Réducteur de débit 5 l/mn
04546	Réducteur de débit 6 l/mn

## HumEvap MC2 – Cassettes

Article No	Description	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Efficacité %	
HU02-200-25-01	Cassette d'évaporation	300	250	100	75 (Type A)	
HU02-200-25-02		300	500	100	75 (Type A)	
HU02-200-25-03		600	250	100	75 (Type A)	
HU02-200-25-04		600	500	100	75 (Type A)	
HU02-200-25-17		300	1000	100	75 (Type A)	
HU02-200-25-20		600	1000	100	75 (Type A)	
HU02-200-25-05		300	250	150	85 (Type B)	
HU02-200-25-06		300	500	150	85 (Type B)	
HU02-200-25-07		600	250	150	85 (Type B)	
HU02-200-25-08		600	500	150	85 (Type B)	
HU02-200-25-18		300	1000	150	85 (Type B)	
HU02-200-25-21		600	1000	150	85 (Type B)	
HU02-200-25-09		300	250	200	95 (Type C)	
HU02-200-25-10		300	500	200	95 (Type C)	
HU02-200-25-11		600	250	200	95 (Type C)	
HU02-200-25-12		600	500	200	95 (Type C)	
HU02-200-25-19		300	1000	200	95 (Type C)	
HU02-200-25-22		600	1000	200	95 (Type C)	
HU02-200-25-13		Séparateur de gouttelettes	300	250	35	N/A
HU02-200-25-14			300	500	35	
HU02-200-25-15	600		250	35		
HU02-200-25-16	600		500	35		
HU02-200-25-23	300		1000	35		
HU02-200-25-24	600		1000	35		